



AQUABLOC



Huden er en naturlig beskyttende barriere mod mikrober og infektioner. Når huden er såret eksternt, er såret i direkte kontakt med luft, vand og ydre påvirkninger og er herved konstant udsat for infektionsrisiko. Det er derfor vigtigt at pleje sår for at opretholde hudens beskyttende evne.

PIC forskning har udviklet det nye AQUABLOC plaster: Det yderst tynde plaster virker som et ekstra lag hud, og er udviklet for at sikre maksimal beskyttelse af såret mod vand og bakterier, hvilket er de største hindringer for optimal sårheling.

- Produkttype:** Sterilt plaster til sårbehandling. Transparent med hvid eller hudfarvet pude.
- Materiale:** AQUABLOC har et særligt hydrophylic polyuretan underlag, med en tykkelse på 20 mikrometer (1 micron er en tusindedel af en millimeter), det er yderst tyndt og meget åndbart, takket være brugen af et særligt klæbe middel.
- Størrelse:** Fås som stripplaster i ass. størrelse, (20 stk. pakning varenr. 22208, og 40 stk. pakning varenr. 220351) – hudfarvet sårpude. (19 x 72 mm, 25 x 72 mm, Ø 22,5 mm). – Hudfarvet sårpude. Som sårplaster i størrelserne (5 x 7 cm, 10 x 8 cm, 15 x 10 cm og 25 x 10 cm). – Hvid sårpude.
- Gode råd:** Plasteret er semipermeabelt. Det kan sidde på i indtil 14 dage. Det tillader huden at ånde, og sørger samtidig for at vand og urenheder ikke kan trænge ind i såret.
- Alternative produkter:** Hansaplast (Aqua Protect) 3M (Nexcare Protect)

Wiotech Aps, Østre Alle 6, K-170, DK-9530 Støvring,
Tlf. +45 9834 2600, Fax +45 9834 2601

E-mail: mail@wiotech.dk, CVR-nr. 27 59 98 50, IBAN nr. DK 34 9214 0002 7445 70, BIC-Code: SPHIDK21
www.wiotech.dk & www.wiotech.com



Anvendelsesområder:

Stærk vedhæftningsevne: AQUABLOC kan anvendes i alle situationer, hvor vedhæftningsevnen bliver sat på kraftig prøve,



som f.eks. i forbindelse med svømning, ophold på stranden, brusebad m.v.

I alle disse situationer kan AQUABLOC forblive på i lang tid, samtidig med, at det tillader huden at ånde og, at man undgår hudforandringer.

Skiftfrekvens: Plasteret kan sidde på huden i op til 14 dage uden skift. Visuel kontrol af evt. forandringer i huden.



AQUABLOC

FOR EVERY SITUATION WITH...

DIRT & WATER



Hvordan påsættes AQUABLOC



Fjern det hvide beskyttelsespapir.

Sæt plasteret på huden.



Lad det sidde på huden uden at



Fjern beskyttelsesfilmen ved at løfte op i

Wiotech Aps, Østre Alle 6, K-170, DK-9530 Støvring,

Tlf. +45 9834 2600, Fax +45 9834 2601

E-mail: mail@wiotech.dk, CVR-nr. 27 59 98 50, IBAN nr. DK 34 9214 0002 7445 70, BIC-Code: SPHIDK21

www.wiotech.dk & www.wiotech.com







røre det i 30 sekunder.



delen, der er markeret med pile.



AQUABLOC og konkurrenters produkter

<i>Karakteristika</i>	 AQUABLOC	 AQUAPROTECT	 NEXCARE
Åndbarhed	Very high	Low	High
Påklæbningsevne	High	Medium	Low
Pakning	With blue easy open		Blank
Absorption	High	Medium	High
Peel open	Central	Lateral	Central



Wiotech Aps, Østre Alle 6, K-170, DK-9530 Støvring,

Tlf. +45 9834 2600, Fax +45 9834 2601

E-mail: mail@wiotech.dk, CVR-nr. 27 59 98 50, IBAN nr. DK 34 9214 0002 7445 70, BIC-Code: SPHIDK21

www.wiotech.dk & www.wiotech.com